



FABRIC
WASHING

Peracid Asepsis

Bleek- en ontsmettingsmiddel op basis van PAA

EIGENSCHAPPEN

- Op perazijnzuur gebaseerd bleekmiddel.
- Levert uitstekende bleekprestaties vanaf 70°C.
- Levert anti-bacteriële, anti-schimmel, anti-virale hygiënische voordelen.
- Het product voldoet aan de Europese desinfectiestandaard EN 1650 (*Candida albicans*, 15 minuten, 20°C, dosering 2 g/l, bevulde condities) en EN 14476 (Bovine Parvovirus, 15 minuten, 60°C, dosering 2,5 ml/l, bevulde condities).

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen doseringsniveau:

2 ml/l Peracid Asepsis, 15 min, 60 ° C, stof: water 1: 5

Alternatief:

2 ml/l Peracid Asepsis, 10 min, 70 ° C, Textiel : water 1: 5.

SAMENSTELLING VOLGENS EC-RICHTLIJN

15-30% zuurstofbleekmiddel

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Dichtheid (20 °C): 1,1 g/ml
- pH-waarde (zuiver): ca. 0.5

WETGEVING

Chloorvrij, d.w.z. geen AOX-bijdrage.

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

CZV-waarde: 130.290 mg/kg

VEILIGHEID EN TRANSPORT



GHS03



GHS05



GHS07



GHS09

UN 3149

Voldoet aan de Europese richtlijnen over de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Gebruik biociden met voorzorg. Lees voor gebruik van het product zorgvuldig het etiket en de informatie over het product.

OPSLAG

Gebruik boven 5°C. Bewaren boven -20°C en onder 35°C.

VERPAKKING

Bidon	22 kg
Vat	220 kg
IBC	1050 kg

GEEN GARANTIE

De suggesties en gegevens in dit bulletin zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten. Ze worden te goeder trouw aangeboden, maar zonder garantie, aangezien wij geen controle hebben over de voorwaarden en methoden voor het gebruik van onze producten. We raden de potentiële gebruiker aan om de geschiktheid van onze producten op experimentele basis te bepalen voordat ze deze in een praktijksituatie gaan gebruiken. Neem contact op met onze technische vertegenwoordigers voor meer informatie.



CHRISTEYNS
LAUNDRY TECHNOLOGY